





テープの種類

ETシリーズ (ロール)
TT 25シリーズ
NT 25シリーズ

FTシリーズ
TT 50シリーズ
NT 50シリーズ



ETシリーズ (ロール・カット)
TT 25シリーズ
NT 25シリーズ




バイオスキン プロ
バイオスキン スムース

ロールタイプを切って使用する場合は
角を落とすと剥がれにくくなります。

ARK INTERNATIONAL INC.
www.ark-wave.co.jp



テープの貼り方参考例



* 巻きはじめ・巻き終わりが指の腹側になると、違和感を感じることがあります。
* きつく巻きすぎると血行不良になることがありますのでご注意ください。
* 使用する長さは個人差がありますので、調整してください。

ARK INTERNATIONAL INC.
www.ark-wave.co.jp

